



Guía adquisición




Transmural Biotech S.L. ; Calle Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027 Madrid España




FECHA: 28/01/2026

NÚMERO DE EDICIÓN: 2


Guía de adquisición para RX tórax



- Visualización de los campos pulmonares completos
- La imagen debe incluir tanto el vértice como los senos costodiafrágicos
- Es preferible una proyección Posterior-Anterior (PA) que una Antero-Posterior (AP) para evitar la sombra del corazón



Proyección lateral no permitida.



No se permiten marcapasos u otros implantes en la zona torácica.